

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Waschbare Esslätzchen

Produktbeschreibung






Waschbares Esslätzchen für Erwachsene, saugfähig, atmungsaktiv, flüssigkeitsdicht.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N14240-STD
Breite	45 cm
Länge	90 cm
Dicke	0,9 ± 0,1 mm

Produktdesign

Material Vorderseite	80 % Baumwolle + 20 % Polyester
Material Rückseite	Polyurethan-Membran + Polyestergewebe
Materialstärke	237 ± 10 g/m ²
Verschlussart	Klettverschluss
Farbe	Weiß
Wasch- und Pflegehinweise	Bei 95 °C waschbar     

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	50 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	38,5 x 27,0 x 37,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert