

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Krankenunterlagen 6-lagig

Produktbeschreibung	Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Lagen, flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N15525-KUG
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	60 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Lagen
Anzahl der Lagen	6
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1050 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	2 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40,0 x 30,0 x 24,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.