

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Krankenunterlagen 10-lagig

<b>Produktbeschreibung</b>	Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Lagen, flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.
<b>Regulatorische Informationen</b>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N15526-KUG
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	86 ± 2

### Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Lagen
Anzahl der Lagen	10
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	975 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	5 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	55,0 x 30,0 x 22,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.