

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Krankenunterlagen Flocke

**Produktbeschreibung** Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken, flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.

**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N17692
Länge in cm	60 ± 2
Breite in cm	40 ± 2
Gewicht in g	21 ± 2

### Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	472 ml
Farbe	grün
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	30 Stk
Einzelverpackung pro Karton	12 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	60 x 40 x 20 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert