

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Einlage **NORMAL**

Produktbeschreibung Geformte Einweg-Einlage zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.


Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18552
Länge in mm	260 ± 15
Breite in mm	140 ± 7
Gewicht in g	15,5 ± 1,0

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Klebestreifen auf der Unterseite
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	342 ml
Saugstärke	 2/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	28 Stk
Einzelverpackung pro Karton	6 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	21,0 x 31,0 x 39,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert