

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC Einlage PLUS


<b>Produktbeschreibung</b>	Geformte Einweg-Einlage zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.
<b>Regulatorische Informationen</b>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18553
Länge in mm	320 ± 16
Breite in mm	150 ± 8
Gewicht in g	21,5 ± 1,5

### Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Klebestreifen auf der Unterseite
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	485 ml
Saugstärke	 3/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	28 Stk
Einzelverpackung pro Karton	6 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	23,5 x 32,0 x 40,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen** ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert