

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Vorlagen PLUS


Produktbeschreibung	Geformte Einweg-Vorlagen zum Schutz bei Inkontinenz, mit Nässeindikator, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18569
Länge in mm	610 ± 20
Breite in mm	370 ± 20
Gewicht in g	74 ± 4

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff, Polyester-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Zur sicheren Fixierung empfehlen wir die Kombination mit unseren waschbaren Fixierhosen.
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1800 ml
Saugstärke	 6/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	30 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 25 x 80 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert