

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Edelstahl-Nierenschale

Produktbeschreibung Nierenschale aus Edelstahl, unsteril, zur Wiederverwendung.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N19009
Länge in mm	265 ± 5
Breite in mm	150 ± 3
Höhe in mm	38 ± 1
Fassungsvermögen in ml	800
Gewicht in g	128 ± 1

Produktdesign

Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Haltbarkeit	5 Jahre

Flüssigkeitsbeständigkeit*

Destilliertes Wasser	> 24 Stunden
Isotonische Kochsalzlösung	> 24 Stunden
Wasserstoffperoxid 3%	> 24 Stunden
Harnstofflösung 3%	> 24 Stunden
Essigsäurelösung 3%	> 24 Stunden

* getestet gemäß internem Prüfverfahren

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	5 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	38,5 x 35,5 x 30,8 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.