

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Blutdruckmessgerät Oberarm



Produktbeschreibung

Vollautomatisches digitales Blutdruckmessgerät für den Oberarm, inkl. Aufbewahrungstasche und 3 AAA-Batterien.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640502	
Produktabmessungen	136,0 x 94,5 x 57,0 mm	
Bildschirmgröße	50 x 62 mm Liquid Crystal Display (LCD)	
Manschettengröße	Für 22 bis 36 cm Oberarmumfang	
Gewicht	197 g (ohne Batterien)	
Messbereich	Systolischer Blutdruck	60 mmHg – 260 mmHg
	Diastolischer Blutdruck	30 mmHg – 200 mmHg
	Puls	30 – 180 min ⁻¹
Messgenauigkeit	Druck	± 3 mmHg
	Puls	± 5 %

Produktdesign

Messverfahren	Oszillometrische Messung
Druckaufbau	Automatischer Druckaufbau
Funktionen	Automatische Abschaltung
	Schwache Batterieerkennung
	Arrhythmie-Erkennung
Stromversorgung	3 AAA-Batterien (bereits enthalten) oder 5 V Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Speicher	2 Benutzer mit 60 Speicherplätze

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	24 Stk
Art der Einzelverpackung	Box
Kartonmaße (T x H x B)	35,0 x 40,0 x 37,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen -25 °C bis 55 °C und einer relativen Luftfeuchte von ≤ 93 % lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.