

## Technisches Datenblatt

### MEDI-INN GREEN Mundschutz



**Produktbeschreibung** Biologisch abbaubare medizinische Gesichtsmaske aus weichem und hautfreundlichem Vliesstoff, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel.

**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640539
Länge	95 mm
Breite	175 mm

### Produktdesign

Material	Polylactid (PLA)-Vliesstoff
Anzahl der Lagen	3
Art der Befestigung	Ohrenschlaufen (latexfrei)
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	2 Jahre
Biologische Abbaubarkeit	Der Mundschutz wurde gemäß GB/T 19277.1-2011 getestet und erreichte in 130 Tagen eine biologische Abbaubarkeit von bis zu 90 %.

## Physikalische Eigenschaften gemäß EN 14683

Schutzklasse	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung (%)	≥ 98
Atemwiderstand (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60
Widerstand gegen Penetration von Flüssigkeitsspritzern (kPA)	≥ 16,0
Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)	≤ 30

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Spenderbox
Einzelverpackungsmaße (T x H x B)	18,0 x 10,0 x 10,0 cm
Kartonmaße (T x H x B)	52,0 x 20,0 x 22,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen** EN 14683:2019+AC:2019, GB/T 19277.1-2011

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.