

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Jacke-SMS

Produktbeschreibung SMS-Jacken in Langarm-Ausführung mit Druckknöpfen, 3 Taschen, Strickbündchen und -kragen.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Artikelvarianten

Artikelnummer	N640619-S	N640619-M	N640619-L	N640619-XL	N640619-XXL
Größe	S	M	L	XL	XXL
Länge gesamt (cm)	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3
Breite Brust / Rücken (cm)	55 ± 2	60 ± 2	65 ± 2	71 ± 2	80 ± 2
Breite unten (cm)	120 ± 3	130 ± 3	140 ± 3	152 ± 3	170 ± 3
Länge Arm (cm)	52 ± 3	54 ± 3	56 ± 3	58 ± 3	60 ± 3
Tasche H x B (cm)	18 x 17,5 ± 1	18 x 17,5 ± 1	18 x 17,5 ± 1	18 x 17,5 ± 1	18 x 17,5 ± 1

Produktspezifikationen

Beschreibung	Langarm mit Strickkragen und -bund, 5 Druckknöpfe, 3 Taschen
Farbe	Blau
Material	SMS-Vlies (dreilagiges Faservlies)
Materialstärke	40 g/m ²
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Artikelnummer	N640619-S	N640619-M	N640619-L	N640619-XL	N640619-XXL
Menge in der Einzelverpackung	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk	10 Stk
Einzelverpackungen pro Karton	5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk	5 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel	Polybeutel	Polybeutel	Polybeutel	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B) in cm	28 x 27 x 50	28 x 27 x 50	28 x 27 x 50	28 x 27 x 50	31 x 28 x 53
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.				

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.