

Technisches Datenblatt

FAP

ABS Verbandkoffer S
inkl. DIN 13157 Füllung



Produktbeschreibung

Kompakter Erste Hilfe Verbandkoffer aus bruchfestem ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial, sowie integriertem Griff für einen sicheren Transport. Innenfächer mit transparenten und verstellbaren Trennplatten. Drehverschlüsse für eine einfache, sichere und schnelle Öffnung.

Regulatorische Informationen

System/Behandlungseinheit gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640662
Koffermaterial	ABS
Koffermaße	200 x 280 x 120 mm
Gewicht	1,5 kg
Füllung	Gemäß DIN 13157

Produktdesign

Kofferfarbe	Orange
Griff Typ	Integrierter Griff
Verschlussart	Drehverschluss
Nachbefüllung	DIN 13157 Nachfüllset bestellbar unter der Artikel-Nr.: N640668
Verplombbar	Ja
Halterung	Inkl. Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
Arretierung	Inkl. 90 Grad Arretierung

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Inhalt gemäß DIN 13157

Stückzahl	Produktname	Ausführung / Produktnorm
1	Heftpflaster	5 m x 2,5 cm / DIN 13019
12	Wundschnellverband	10 cm x 6 cm / DIN 13019
6	Fingerkuppenpflaster	5 cm x 4 cm / DIN 13019
6	Fingerstrips	12 cm x 2 cm / DIN 13019
6	Pflasterstrips	7,2 cm x 1,9 cm / DIN 13019
12	Pflasterstrips	7,2 cm x 2,5 cm / DIN 13019
1	Verbandpäckchen	6 cm x 8 cm / DIN 13151 - K
3	Verbandpäckchen	8 cm x 10 cm / DIN 13151 - M
1	Verbandpäckchen	10 cm x 12 cm / DIN 13151 - G
1	Verbandtuch	60 cm x 80 cm / DIN 13152 - A
6	Kompresse	10 cm x 10 cm / DIN EN 13726-1
2	Augenkompresse	5,5 cm x 7,5 cm (oval)
1	Kälte-Sofortkompresse	16 cm x 17 cm
1	Rettungsdecke Gold/Silber	160 cm x 210 cm
2	Elastische Fixierbinde	6 cm x 4 m / DIN 61634 – FB 6
2	Elastische Fixierbinde	8 cm x 4 m / DIN 61634 – FB 8
2	Dreieckstuch	136 cm x 96 cm x 96 cm / DIN 13168 - D
1	Verbandkastenschere	DIN 58279 – B 190
4	Medizinische Einmal-Handschuhe (Vinyl)	DIN EN 455
2	Gesichtsmasken	DIN EN 14683 Typ I
2	Folienbeutel	30 cm x 40 cm
5	Vliestücher	20 cm x 30 cm
4	Reinigungstuch	-
1	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen	-

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Verbandkoffer inkl. DIN 13157 Füllung
Einzelverpackung pro Karton	1 Stk
Art der Einzelverpackung	Karton
Kartonmaße (T x H x B)	29,0 x 22,0 x 12,5 cm

Angewandte Normen DIN 13157, DIN 13019, DIN 13151, DIN 13152, DIN EN 13726-1, DIN 61634, DIN 13168, DIN 58279, DIN EN 455, DIN EN 14683

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.