

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Ultraschallgel



Produktbeschreibung

Transparentes Ultraschallgel zur äußerlichen Anwendung in der therapeutischen und diagnostischen Medizin. Nachfüllbar, mikrobiasenfrei, fett- und formaldehydfrei.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640681	N640682	N640683	N640684
Füllmenge	250 ml	500 ml	1.000 ml	5.000 ml
Gebindeart	Dosierflasche			Kanister

Produktdesign

Inhaltsstoffe	Aqua, Carbomer, Sodium Hydroxide, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
Viskosität	≥ 90.000 mPas (Spindel 11; 5,5 RPM)
Dichte	≈ 1 g/cm ³
pH-Wert	5,5 – 6,5
Eigenschaften	Mikrobiasenfrei, Fett- und Formaldehydfrei
Anwendungshinweise Umfüllen	Das Umfüllen von Ultraschallgel aus 5.000 ml Gebinden in Kleingebinde bis 1.000 ml darf nur unter Beachtung nachfolgend aufgeführter hygienischer Anforderungen durchgeführt werden: Der Anwender trägt nach Handdesinfektion Einmalhandschuhe und verwendet vom Hersteller mitgelieferte Kleingebinde. Die Umfüllung muss chargenrein erfolgen, damit auch die eindeutige Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Nach Entleerung des Großgebindes sind die ebenfalls entleerten Kleingebinde zu entsorgen.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

	N640681	N640682	N640683	N640684
Einzelverpackung pro Karton	24 Stk	24 Stk	12 Stk	4 Stk
Kartonmaße (T x H x B) in cm	19,3 x 30,0 x 21,0	24,5 x 36,5 x 26,5	24,5 x 36,5 x 26,5	28,5 x 36,5 x 26,5
Lagerungshinweise	Trocken bei Temperaturen über 0 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.			

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.