



LADY NIGHT PAD 6



Attends Lady Night Pad 6 sind weiche, stark saugende Einlagen speziell für die Nacht. Sie sind hinten breiter und sorgen so für zusätzlichen Schutz im Liegen während langer Tragezeiten. Sie ist bei mittlerer bis starker Harninkontinenz geeignet.


Erhältliche Saugstärken:



Der anatomisch geformte Saugkern bietet eine angenehme, körpernahe Passform.

Die weichen Seitenbündchen sorgen für eine angenehme, natürliche Passform und mehr Sicherheit. Das Auslaufisiko wird reduziert.

Klebestreifen sorgen für Halt in der eigenen, enganliegenden Unterwäsche - für extra Diskretion.



Mit extra weicher Oberfläche für einen angenehmen Tragekomfort.

Der Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht bietet extra Saugfähigkeit in der Mitte des Produkts - gegen Auslaufen und für mehr Trockenheit.

Die weiße Rückseite ist 100% atmungsaktiv und unterstützt die Hautgesundheit.



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



Odour Protection vermeidet unangenehme Gerüche





Extra weiche Oberseite für ein sanftes Hautgefühl



100% Atmungsaktiv für rundum angenehmen Tragekomfort



Einzelverpackung für mehr Hygiene und Diskretion

 Attends LADY NIGHT PAD Saugstärke	Produktlänge (cm)	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
6 	38	30 4 x 30	211922 211939	17518563 17518586	574	15.25.30.0014

Zweischicht-Saugkern
besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht

Produkt-Rückseite
besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

Hautnahe Innenseite
besteht aus Vlies

Latexfrei



Hautverträglichkeit
bestätigt von proDERM
Institut für Angewandte
Dermatologische Forschung.
Getestet im Auftrag von Attends.