

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Krankenunterlagen SAP SELECT

Produktbeschreibung

Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorbierendem Polymer (SAP), flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640671
Länge in cm	60 ± 2
Breite in cm	40 ± 2
Gewicht in g	22 ± 1

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	190 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	8 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	41,0 x 33,0 x 22,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken bei 10 °C bis 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 % bis 70 % lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Krankenunterlagen SAP SELECT

Produktbeschreibung

Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorbierendem Polymer (SAP), flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640672
Länge in cm	60 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	35 ± 1

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	280 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	8 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	43,0 x 30,0 x 30,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken bei 10 °C bis 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 % bis 70 % lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Krankenunterlagen SAP SELECT

Produktbeschreibung

Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorbierendem Polymer (SAP), flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N640673
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	50 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	460 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	8 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	43,0 x 43,0 x 30,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken bei 10 °C bis 30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 % bis 70 % lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.