

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC PC-Urinflasche

Produktbeschreibung Urinflasche aus Polycarbonat für Männer, glasklar, nicht steril.

**Regulatorische
Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	100483
Länge	31,5 cm
Abmessung Boden	9,0 x 9,5 x 9,5 cm
Flaschenhals	Ø 5,5 cm
Deckel	Ø 5,9 cm

Produktdesign

Material Urinflasche	Polycarbonat (PC)
Material Deckel	Polypropylen (PP)
Volumen	1000 ml
Autoklavierbarkeit	Bei bis zu 134 °C autoklavierbar (ausgenommen Deckel)
Farbe Urinflasche	Glasklar
Farbe Deckel	Blau
Haltbarkeit	Die Urinflasche kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder die Urinflasche verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung der Urinflasche nicht mehr gewährleistet werden kann.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	25 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	50,0 x 32,0 x 42,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Urinflaschenhalter

Produktbeschreibung Urinflaschenhalter für Männer-Urinflaschen mit Haken für die Betaufhängung und an einer Kette befestigtem Deckel.

Regulatorische Informationen In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	100484
Farbe	Weiß
Länge	32,5 cm
Breite	15,5 cm
Max. Bettgestellstärke	5,5 cm
Material	Kunststoffumantelter 4 mm Metalldraht

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	25 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 64 x 38 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Reinigungsbürste

Produktbeschreibung Reinigungsbürste für englumige Gefäße wie Flaschen mit einem Durchmesser von 5,5 cm.

Regulatorische Informationen In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	100490
Farbe	Weiß/blau
Gesamtlänge	37 cm
Bürstenteil Länge	19 cm
Bürstenkopfdurchmesser	5,5 cm
Material	Metalldraht und Kunststoff

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Folie mit Etikett
Kartonmaße (T x H x B)	47,0 x 41,0 x 64,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.