

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC Slips PLUS


<b>Produktbeschreibung</b>	Geformte Einweg-Slips zum Schutz bei Inkontinenz, mit Nässeindikator, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.
<b>Regulatorische Informationen</b>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18561
Länge in cm	80,0 ± 2,0
Breite in cm	65,0 ± 2,0
Hüftumfang in cm	70 – 120 (Größe M)

### Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Verstellbare, wiederverschließbare Laschen an den Seiten
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	2450 ml
Saugstärke	 7/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	30 Stk
Einzelverpackung pro Karton	3 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 26 x 60 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC Slips PLUS

**Produktbeschreibung** Geformte Einweg-Slips zum Schutz bei Inkontinenz, mit Nässeindikator, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.


**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18562
Länge in cm	94,0 ± 2,0
Breite in cm	80,0 ± 2,0
Hüftumfang in cm	100 – 150 (Größe L)

### Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Verstellbare, wiederverschließbare Laschen an den Seiten
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	3150 ml
Saugstärke	 7/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	15 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 29 x 60 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen** ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Slips PLUS

**Produktbeschreibung** Geformte Einweg-Slips zum Schutz bei Inkontinenz, mit Nässeindikator, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.


**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18563
Länge in cm	98,0 ± 2,0
Breite in cm	85,0 ± 2,0
Hüftumfang in cm	≥ 150 (Größe XL)

### Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Verstellbare, wiederverschließbare Laschen an den Seiten
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	3400 ml
Saugstärke	 7/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	15 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 30 x 60 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen** ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert