



Artikelnummer 4109



Unterlage, ABENA Abri-Soft Excellent, 90x60cm

- ✓ Saugfähiger Flockenkern
- ✓ Weiche und glatte Vliesoberfläche
- ✓ Schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- Flüssigkeitsundurchlässige Rückseite und versiegelte Ränder für zusätzlichen Schutz







Produktbeschreibung

Abri-Soft Excellent wird als schützende Einwegunterlage für z. B. Betten und Stühle verwendet. Geeignet bei Inkontinenz, aber auch für unsterile Anwendungen. Die Unterlage hat versiegelte Ränder für optimalen Auslaufschutz. Für erhöhten Benutzerkomfort besteht die Oberfläche aus weichen Vliesmaterial. Die Verwendung von Einwegunterlagen reduziert das Kontaminationsrisiko. Abri-Soft Excellent bietet eine hohe Saugfähigkeit. Dieses Produkt wird in einem weißen Beutel mit aufgedrucktem Etikett geliefert.







Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage	
Marke	ABENA	
Produktserie	Abri-Soft Excellent	
Unterfarbe	Hellblau	
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einmaliger Gebrauch	
Material	PE, Flaum, Vliesstoff	
Länge/Tiefe	90 cm	
Breite	60 cm	
Gewicht, netto	150 g	
Toleranz	+/- 5 cm	
Saugstärke Rothwell	2900 ml	
Zertifizierungen	CE. Nordischer Schwan. FSC Mix.	
CE-Klasse	Klasse I	
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1	
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	93/42/EEC	
PZN Packung	3761969	
PZN Karton	3761975	
Haltbarkeit	5 Jahre	
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.	
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden.	
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.	



Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf das Bett oder den Stuhl gelegt werden. Die Unterlage vor dem Gebrauch vollständig ausbreiten.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	4 Pckg	60 cm	40 cm	32.5 cm	5703538124389
Pckg	20 Stck	30 cm	19.5 cm	31 cm	5703538124372



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der "Nordische Schwan" ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. "FSC® Mix" bedeutet, dass das Produkt aus einer Mischung aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Materialien besteht. Weitere Informationen finden Sie unter www. fsc.org.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für "Conformité Européenne" (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Das Symbol "Dermatologisch getestet" garantiert, dass Produkte von einem unabhängigen Drittlabor auf mögliche Hautreizungen getestet wurden.



Rohmaterial, welches das 10-fache seines Eigengewichts aufnimmt und Flüssigkeit hervorragend verteilt.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.





