



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOFORM®

Größe S

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Inkontinenzeinlagen für leichte bis mittlere Blasenschwäche. Die Einlage wird mit Klebestreifen fixiert und gewährleistet dadurch einen perfekten Sitz, zumal sie auch noch über eine anatomische Form verfügt. Eine spezielle Feuchtigkeitsverteilungsschicht reduziert das Nässegefühl. Die Einlagen sind einzeln eingesiegelt.

Zusammensetzung

Zellstoff, Polypropylen, Polyethylen, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RIBOFORM® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 80 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	PE-Folie
Sekundärverpackung:	PE-Beutel
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

