

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Schnabelbecher

Produktbeschreibung

Wiederverwendbares Trinkgefäß mit abnehmbarem Schnabeldeckel in den Öffnungsgrößen 4 x 4 mm und 10 x 12 mm zur oralen Verabreichung von Flüssigkeiten für Trink-/Fütterungszwecke für liegende Patienten.

Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745

Produktdaten

Produktspezifikationen

Material	Polypropylen
Eigenschaften	Spülmaschinenfest bis 70°C Mikrowellengeeignet bis 80°C/800 Watt
Haltbarkeit	5 Jahre

Verfügbare Artikel

REF	Variante	Größe/Inhalt	Farbe	VE
706300-b	Unterteil	250 ml	blau	250 Stk
706300-g	Unterteil	250 ml	grün	250 Stk
706300-r	Unterteil	250 ml	rot	250 Stk
706300-t	Unterteil	250 ml	transparent	250 Stk
706300-y	Unterteil	250 ml	gelb	250 Stk
706302-b	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	blau	250 Stk
706302-g	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	grün	250 Stk
706302-r	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	rot	250 Stk
706302-t	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	transparent	250 Stk
706302-y	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	gelb	250 Stk
706304-b	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	blau	250 Stk
706304-g	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	grün	250 Stk

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

706304-r	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	rot	250 Stk
706304-t	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	transparent	250 Stk
706304-y	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	gelb	250 Stk
706310-b	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	blau	50 Sets
706310-g	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	grün	50 Sets
706310-r	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	rot	50 Sets
706310-t	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	transparent	50 Sets
706310-y	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	gelb	50 Sets
706313-t	Unterteil	250 ml	transparent	250 Stk
706314-t	Oberteil	Tülle 4 x 4 mm	transparent	250 Stk
706315-t	Oberteil	Tülle 12 x 10 mm	transparent	250 Stk
706350	Set	Unterteil 250 ml, Oberteil Tülle 4 x 4 mm, Oberteil Tülle 12 x 10 mm	transparent	50 Stk

Logistik Informationen

Artikelnr.	Menge in der Einzelverpackung	Art der Einzelverpackung	Einzelverpackung pro Karton	Kartonmaße (T x H x B)
706310 (b, g, r, t, y)	1 Stk	Polybeutel	50 Stk	39,0 x 36,5 x 35,0 cm
706350	1 Stk	Polybeutel	50 Stk	39,0 x 36,5 x 35,0 cm
706313-t	10 Stk	Polybeutel	25 Stk	39,0 x 39,0 x 27,0cm
706314-t	10 Stk	Polybeutel	25 Stk	36,5 x 26,5 x 24,0 cm
706315-t	10 Stk	Polybeutel	25 Stk	36,5 x 26,5 x 24,0 cm
706300 (b, g, r, t, y)	250 Stk	Polybeutel	250 Stk	39,0 x 39,0 x 27,0cm
706302 (b, g, r, t, y)	250 Stk	Polybeutel	250 Stk	36,5 x 26,5 x 24,0 cm
706304 (b, g, r, t, y)	250 Stk	Polybeutel	250 Stk	36,5 x 26,5 x 24,0 cm
Lager- und Transportbedingungen	Vor Sonnenlicht schützen, vor Nässe schützen, Temperaturbegrenzung 5°C bis 40°C			

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technical Data Sheet

MEDI-INN CLASSIC

Feeding cup

Product description Reusable drinking vessel with removable spout lid in opening sizes 4 x 4 mm and 10 x 12 mm for oral application of liquids for drinking/feeding purposes for bedridden patients.

Regulatory information Class I medical device in accordance with Regulation (EU) 2017/745

Product data

Product specifications

Material	Polypropylene
Properties	Dishwasher safe up to 70°C Microwave safe up to 80°C/800 watts
Shelf life	5 years

Available items

REF	Variant	Size/Contents	Colour	PU
706300-b	Lower part	250 ml	Blue	250 pcs
706300-g	Lower part	250 ml	Green	250 pcs
706300-r	Lower part	250 ml	Red	250 pcs
706300-t	Lower part	250 ml	Transparent	250 pcs
706300-y	Lower part	250 ml	Yellow	250 pcs
706302-b	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Blue	250 pcs
706302-g	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Green	250 pcs
706302-r	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Red	250 pcs
706302-t	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Transparent	250 pcs
706302-y	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Yellow	250 pcs
706304-b	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Blue	250 pcs
706304-g	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Green	250 pcs
706304-r	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Red	250 pcs

The herein provided information represents the time of the last amendment status. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH is not to be held liable for incorrect use of the products. In case of doubt, seek professional advice. Errors and omissions excepted.

706304-t	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Transparent	250 pcs
706304-y	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Yellow	250 pcs
706310-b	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Blue	50 sets
706310-g	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Green	50 sets
706310-r	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Red	50 sets
706310-t	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Transparent	50 sets
706310-y	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Yellow	50 sets
706313-t	Lower part	250 ml	Transparent	250 pcs
706314-t	Upper part	Spout lid 4 x 4 mm	Transparent	250 pcs
706315-t	Upper part	Spout lid 12 x 10 mm	Transparent	250 pcs
706350	Set	Lower part 250 ml, upper part spout lid 4 x 4 mm, upper part spout lid 12 x 10 mm	Transparent	50 pcs

Logistic information

Item no.	Quantity in individual packaging	Type of individual packaging	Individual packaging per carton	Carton dimensions (D x H x W)
706310 (b, g, r, t, y)	1 pc	Poly bag	50 pcs	39.0 x 36.5 x 35.0 cm
706350	1 pc	Poly bag	50 pcs	39.0 x 36.5 x 35.0 cm
706313-t	10 pcs	Poly bag	25 pcs	39.0 x 39.0 x 27.0 cm
706314-t	10 pcs	Poly bag	25 pcs	36.5 x 26.5 x 24.0 cm
706315-t	10 pcs	Poly bag	25 pcs	36.5 x 26.5 x 24.0 cm
706300 (b, g, r, t, y)	250 pcs	Poly bag	250 pcs	39.0 x 39.0 x 27.0 cm
706302 (b, g, r, t, y)	250 pcs	Poly bag	250 pcs	36.5 x 26.5 x 24.0 cm
706304 (b, g, r, t, y)	250 pcs	Poly bag	250 pcs	36.5 x 26.5 x 24.0 cm
Storage conditions	Store dry between 5 °C and 40 °C. Avoid direct exposure to sunlight.			

Quality certificates

Our company is certified according to the EN ISO 13485:2016 standard.