

TECHNISCHES DATENBLATT

iD Comfy Junior Pants 8-11

IDJ41321414



MAßE (mm)

Länge insgesamt
Breite insgesamt
Länge Saugkern
Breite Saugkern

SOLL

565 mm
490 mm
470 mm
200 mm

TOLERANZ

+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm
+/- 20 mm

GEWICHT (g)

Gesamtgewicht

SOLL

42,4 g

TOLERANZ

+/- 5 %

EIGENSCHAFTEN

Absorbierender Kern
Superabsorbendes Polymer (SAP)
Material (innen)
Akquisitionsschicht
Auslaufschutz
Material (außen)
Elastischer Bund
Produziert in Europa

100% weiße Zellulosefasern, chlorfrei (ECF)
Sodium Poliacrylat (Geruchskontrolle)
Hydrophiles Polypropylen
Vliesstoff
Hydrophobes Polypropylen
Polypropylen und Vliesstoff hydrophob, atmungsaktiv
Elastische Seitenlaschen (seidig weich)

LEISTUNG

Absorption ISO 11-948 (ROTHWELL)

ABSORPTIONSMENGE

934 ml

TOLERANZ

+/- 10 %

LOGISTIK

Beutel
Karton
Palette

BESTÜCKUNG

14 Stück
8 Beutel
42 Kartons

PZN

19367022
19367039

Alle unsere Produkte sind dermatologisch getestet, ohne Naturlatex und mit CE-Kennzeichnung.

