

Technisches Datenblatt

MEDI-INN PRO Urinbeutel

Produktbeschreibung Geschlossenes Urindrainagesystem mit nadelfreier Urinprobenentnahmestelle.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I steril gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N19008
Volumen	2000 ml
Schlauchlänge	120 cm

Produktdesign

Material Beutel	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Schlauch	Polyvinylchlorid (PVC)
Konnektor-Typ	Universal-Stufenkonnektor
Urinprobenentnahme	Nadelfreie Entnahme am Stufenkonnektor
Tropfkammer	Mit Anti-Rücklaufventil und stetigem Druckausgleich durch BelüftungsfILTER
Ablasshahn	Mit Kreuzventil und festem Doghouse
Befestigungsart	Universal-Doppelhaken und zusätzliches Band mit Einhängeöse
Allergierisiko	Latexfrei
Weichmacher	Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP)
Sterilisationsart	Ethylenoxid (EO)
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	25 Stk
Art der Einzelverpackung	Sterilisationsbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	29,5 x 27,0 x 39,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen -15 °C bis 49 °C lagern.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert