



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N10143-S/-M/-L/-XL

MEDI-INN Latex Blue Grip

| | |
|-----------------------------|--|
| Beschreibung | Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Naturkautschuk, unsteril, puderfrei, zur Einmalverwendung |
| Anwendbare Standards | <p>Medizinprodukt der Klasse I gemäß der VO 2017/745 geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.</p> <p>Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.</p> <p>Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der BfR Empfehlung XXI für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.</p> |

| Maße | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Größe | S | M | L | XL |
| Länge <i>[Median in mm]</i> | min. 240 | min. 240 | min. 240 | min. 240 |
| Breite <i>[Median in mm]</i> | 84 ± 3 | 94 ± 3 | 105 ± 3 | 113 ± 3 |
| Gewicht in gr. | 5,4 ± 0,2 | 5,8 ± 0,2 | 6,2 ± 0,2 | 6,6 ± 0,2 |
| Wanddicke (einwandig) <i>[Median in mm]</i> | | | | |
| Finger | 0,12 ± 0,02 | 0,12 ± 0,02 | 0,12 ± 0,02 | 0,12 ± 0,02 |
| Handfläche | 0,11 ± 0,02 | 0,11 ± 0,02 | 0,11 ± 0,02 | 0,11 ± 0,02 |
| Stulpe | 0,09 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |

*Länge gem. EN 455-2:2015

| Physikalische Eigenschaften | | |
|---|---------------|----------------|
| | vor Belastung | nach Belastung |
| Reißkraft (geprüft gem. EN 455-2:2015, Median) | ≥ 6N | ≥ 6N |
| Dehnung (geprüft gem. ASTM D-6319, Median) | ≥ 650% | ≥ 500% |
| AQL-Wert (Acceptable Quality Level) | 1,5 | |
| Tastempfindlichkeit (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009) | Level 5 | |

| Produktinformationen | |
|---|--|
| Material | Naturkautschuk |
| Proteingehalt (geprüft gem. EN 455-3:2006) | ≤ 50 µg/g (Modifizierte Lowry Methode) |
| Pudergehalt (geprüft gem. ASTM D-6319) | Puderfrei (≤ 2 mg/dm ²) |
| Sterilisation | Unsteril |
| Form | Beidhändig tragbar |
| Stulpe | Stulpe mit Rollrand |
| Oberfläche außen | texturiert |
| Oberfläche innen | polymerbeschichtet |
| Farbe | blau |



Verpackung / Lagerung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Art.-Nr. | N10143 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Menge in der Einzelverpackung | 100 |
| Einzelverpackungen im Karton | 10 |
| Art der Einzelverpackung | Spenderbox |
| Einzelverpackungsmaße (T*H*B) | 12 x 7 x 21,5 cm |
| Kartonmaße (T*H*B) | 25 x 22 x 35 cm |
| Haltbarkeit | 5 Jahre unter u.g. Bedingungen |
| Kennzeichnung | Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum |
| Entsorgungshinweise: | Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden. |
| Lagerung | Trocken zwischen 10-30 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |

Qualitätssicherung

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktbezogene Normen | EN 455-1 :2000 EN 455-2 :2015 EN 455-3 :2015 EN 455-4 :2009 EN 374-1 :2016 + A1 :2018 EN 374-4 :2018 EN 374-5 :2016 EN 420 :2003 + A1 :2009 |
| Qualitätszertifikate | EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016 |

Hinweise

Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, 21.04.2021**