



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N18271-S/-M/-L/-XL

MEDI-INN Latex High Risk

Beschreibung

Schutzhandschuh aus Naturkautschuk, online-chloriert, unsteril, puderfrei, zur Einmalverwendung.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.

Maße

Größe	S	M	L	XL
Länge <i>[Median in mm]</i>	300 ± 10	300 ± 10	300 ± 10	300 ± 10
Breite <i>[Median in mm]</i>	84 ± 3	94 ± 3	105 ± 3	113 ± 3
Gewicht in gr.	13,8 ± 0,5	15,0 ± 0,5	16,3 ± 0,5	17,0 ± 0,5
Wanddicke (einwandig) <i>[Median in mm]</i>				
Finger	0,28 ± 0,02	0,28 ± 0,02	0,28 ± 0,02	0,28 ± 0,02
Handfläche	0,25 ± 0,02	0,25 ± 0,02	0,25 ± 0,02	0,25 ± 0,02

*Länge gem. EN 455-2:2015

Physikalische Eigenschaften / Leistungswerte

	vor Belastung	nach Belastung
Reißkraft (geprüft gem. EN 455-2:2015, Median)	≥ 6N	≥ 6N
Dehnung (geprüft gem. ASTM D-6319, Median)	≥ 650%	≥ 500%
AQL-Wert (Acceptable Quality Level)	1,5	
Tastempfindlichkeit (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009)	Level 5	

Produktinformationen

Material	Naturkautschuk
Proteingehalt (geprüft gem. EN 455-3:2006)	≤ 50 µg/g
Pudergehalt (geprüft gem. ASTM D-6319)	Puderfrei (≤ 2 mg/dm ²)
Sterilisation	Unsteril
Form	Beidhändig tragbar
Stulpe	Stulpe mit Rollrand
Oberfläche außen	Texturiert
Oberfläche innen	online-chloriert
Farbe	dunkelblau



Verpackung / Lagerung

Art.-Nr.	N18271
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	50
Einzelverpackungen pro Karton	10
Art der Einzelverpackung	Spenderbox
Einzelverpackungsmaße (T*H*B)	27 x 7,0 x 12,5 cm
Kartonmaße (T*H*B)	38,5 x 26 x 28 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.
Lagerung	Trocken zwischen 10-30 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	EN 374-1 :2016 EN 374-4 :2013 EN 374-5 :2016 EN 420 :2003 + A1 :2009
Qualitätszertifikate	ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Hinweise

Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von:

BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum

Frechen, 08.03.2021