

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Pants SUPER


Produktbeschreibung	Einweg Inkontinenzhose zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18248
Länge in cm	93,0 ± 1,0
Breite in cm	84,0 ± 1,0
Hüftumfang in cm	120 – 160 (Größe XL)

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Hoher elastischer Bund
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1900 ml
Saugstärke	 8/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	14 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	53,3 x 31,3 x 28,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate

- Dermatologisch getestet – Original Dermatest®-Siegel Excellent
- OEKO-TEX® Standard 100
- FSC® Standard

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Pants SUPER


Produktbeschreibung	Einweg Inkontinenzhose zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18247
Länge in cm	85,0 ± 1,0
Breite in cm	75,0 ± 1,0
Hüftumfang in cm	110 – 140 (Größe L)

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Hoher elastischer Bund
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1900 ml
Saugstärke	 8/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	14 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	57,5 x 26,0 x 29,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate

- Dermatologisch getestet – Original Dermatest®-Siegel Excellent
- OEKO-TEX® Standard 100
- FSC® Standard

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Pants SUPER

Produktbeschreibung Einweg Inkontinenzhose zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.


Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18246
Länge in cm	76,0 ± 1,0
Breite in cm	65,0 ± 1,0
Hüftumfang in cm	80 – 120 (Größe M)

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Hoher elastischer Bund
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1900 ml
Saugstärke	 8/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	14 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	59,5 x 25,5 x 29,2 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate

- Dermatologisch getestet – Original Dermatest®-Siegel Excellent
- OEKO-TEX® Standard 100
- FSC® Standard

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Pants SUPER

Produktbeschreibung Einweg Inkontinenzhose zum Schutz bei Inkontinenz, Unisex-Passform, geruchsbindend, atmungsaktiv.


Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18245
Länge in cm	75,0 ± 1,0
Breite in cm	52,0 ± 1,0
Hüftumfang in cm	65 – 90 (Größe S)

Produktdesign

Material Innenseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Außenseite	Polyethylen-Vliesstoff, Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Elastische Fäden	Polyurethan
Fixierung	Hoher elastischer Bund
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1900 ml
Saugstärke	 8/10
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	14 Stk
Einzelverpackung pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	57,0 x 23,5 x 27,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate

- Dermatologisch getestet – Original Dermatest®-Siegel Excellent
- OEKO-TEX® Standard 100
- FSC® Standard

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert