



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N10125-S/-M/-L/-XL

### MEDI-INN Vinyl Stretch

<b>Beschreibung</b>	Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid, pudernfrei, unsteril, zur Einmalverwendung
<b>Anwendbare Standards</b>	<p>Medizinprodukt der Klasse I gemäß VO 2017/745 geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.</p> <p>Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.</p> <p>Geeignet für den Kontakt mit nicht fettenden Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der VO 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.</p>

Maße				
Größe	S	M	L	XL
<b>Länge</b> <i>[Median in mm]</i>	min. 240	min. 240	min. 240	min. 240
<b>Breite</b> <i>[Median in mm]</i>	85 ± 5	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
<b>Gewicht in gr.</b>	4,3 ± 0,2	5,2 ± 0,2	5,7 ± 0,2	6,3 ± 0,2
<b>Wanddicke (einwandig)</b> <i>[Median in mm]</i>				
<b>Materialstärke</b>	0,08 ± 0,05	0,08 ± 0,05	0,08 ± 0,05	0,08 ± 0,05

\*Länge gem. EN 455-2:2015

Physikalische Eigenschaften		
	vor Belastung	nach Belastung
<b>Reißkraft</b> (geprüft gem. EN 455-2:2015, Median)	≥ 3,6N	≥ 3,6N
<b>Dehnung</b> (geprüft gem. ASTM D-6319, Median)	≥ 300%	≥ 300%
<b>AQL-Wert</b> (Acceptable Quality Level)	1,5	
<b>Tastempfindlichkeit</b> (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009)	Level 5	

Produktinformationen	
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid
<b>Proteingehalt</b> (geprüft gem. EN 455-3:2006)	Latexfrei
<b>Pudergehalt</b> (geprüft gem. ASTM D-6319)	Pudernfrei (≤ 2 mg/dm <sup>2</sup> )
<b>Sterilisation</b>	Unsteril
<b>Form</b>	Beidhändig tragbar
<b>Stulpe</b>	Stulpe mit Rollrand
<b>Oberfläche</b>	glatt
<b>Farbe</b>	latexfarben



## Verpackung / Lagerung

<b>Art.-Nr.</b>	N10125
<b>Mengeneinheit</b>	Stück
<b>Menge in der Einzelverpackung</b>	100
<b>Einzelverpackungen pro Karton</b>	10
<b>Art der Einzelverpackung</b>	Spenderbox
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
<b>Kennzeichnung</b>	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
<b>Entsorgungshinweise:</b>	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
<b>Lagerung</b>	Trocken zwischen 10-30 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

## Qualitätssicherung

<b>Produktbezogene Normen</b>	EN 455-1 :2000 EN 455-2 :2015 EN 455-3 :2015 EN 455-4 :2009 EN 420 :2003 + A1 :2009
<b>Qualitätszertifikate</b>	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016

## Hinweise

Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum** **Frechen, den 03.03.2021**